

**Manual de usuario**

**SISTEMA DE INFORMACION CLEAR ALIGNER**



**Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

## REQUISITOS PREVIOS


Para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma virtual, el usuario debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- Conexión de internet de alta velocidad (banda ancha) preferiblemente.
- Navegador de internet Mozilla Fire fox ó Internet Explorer actualizados. El funcionamiento en navegadores diferentes a éstos no ha sido comprobado.
- Conocimientos básicos sobre navegación en internet.

## REGISTRAR CLAVES DE USUARIO

Para ingresar al sistema, los doctores certificados serán registrados previamente por el administrador, y el usuario debe registrar su clave personal la primera vez.

Para registrar su clave personal en el sistema, ingrese a [www.clear-alignerplus.com/login.html](http://www.clear-alignerplus.com/login.html) , y en formulario de plataforma virtual digite su No de identificación, **y el campo de contraseña déjelo en blanco**. Haga clic en el botón *entrar*.



Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets

Argentina Bolivia Colombia Ecuador Perú Paraguay Uruguay

IDENTIFICACIÓN: 12345

CONTRASEÑA:

Entrar

**Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

Copyright © 2010 Orthoevolution Dental. All Rights Reserved.

A continuación aparece la página de actualización de claves de usuario, digite la clave deseada en los campos *clave* y *confirmar clave*. Presione el botón guardar.



Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets

**Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS


**ACTUALIZACIÓN DE CLAVES DE USUARIO**

Digite la clave deseada en los campos correspondientes, máximo de ocho (8) caracteres:

Identificación: 12345  
Clave:   
Confirmar Clave:

Copyright © 2010 Orthoevolution Dental. All Rights Reserved.


Ahora ingrese con su identificación y su nueva clave. Si todo va bien, aparecerá la siguiente ventana:



Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets

[Crear Paciente](#) [Crear orden](#) [Diagnóstico](#) [Informes](#) [Salir](#)

**Bienvenido!** APELLIDOS NOMBRES



**Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

Copyright © 2010 Orthoevolution Dental. All Rights Reserved.

## REGISTRAR PACIENTES

Para registrar sus pacientes, haga clic en la opción *Crear paciente* del menú principal, y a continuación diligencie el formulario de registro. Tenga en cuenta que los campos marcados con (\*) son obligatorios.

Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets Menú Salir

Bienvenido! APELLIDOS NOMBRES

Clear Aligner  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

CREAR PACIENTE

Los campos marcados con \* son obligatorios

\*Identificación: 56789043 \*Apellidos: IBARRA

\*Nombres: CAMILO \*Fecha de nacimiento: [Calendar]

\*Dirección: [ ] \*Telefonos: [ ]

\*Celular: [ ] Correo electrónico: [ ]

Ortodoncia previa: [ ] Stripping factible: [ ]

Guardar

Consentimiento informado

Contrato de tratamiento

Precios

## ENVIANDO ORDENES DE TRABAJO AL LABORATORIO

Para enviar ordenes de laboratorio de sus pacientes, haga clic en la opción *Crear orden* del menu principal, y a continuación digite el No de identificación del paciente en el campo Id paciente y haga clic en el botón buscar. El sistema mostrará los datos basicos del paciente:

Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets Menú Salir

Clear Aligner  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

Id paciente: 12345 [Buscar] Nombres: NOMBRE PACIENTE Fecha de Nacimiento: 2011-02-21

Ortodoncia previa: SI Stripping factible: NO

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO

Por favor seleccione los movimientos que quiera realizar en el diente

Rotaciones	Vestibulolinguales	Mesodistales	Intrusion/Extrusion
Marque en que sentido desea corregir la rotación en cada diente Ejemplo: V-1, L-1.	Escriba en que sentido desea hacer movimiento y la medida en mm.	Movimientos sobre el corredor oseoso en sentido MD ó DM en mm.	Escriba la dirección del movimiento (int=intrusion; ext=extrusion) deseado y la magnitud en mm. Ejemplo: int-1, ext-1

Por favor marcar el torque (+) o (-)

Diente	Torque	Rotaciones	Vestibulolinguales	Mesodistales	Intrusión/extrusión
[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

0 items...

Agregar

Seleccione los valores deseados en la plantilla para realizar las indicaciones del tratamiento. Presione el botón *agregar* y repita el proceso por cada diente que requiera incluir en las indicaciones:

**INDICACIONES DEL TRATAMIENTO**

Por favor seleccione los movimientos que quiera realizar en el diente

Rotaciones	Vestibulolinguales	Mesodistales	Intrusion/Extrusion
Marque en que sentido desea corregir la rotacion en cada diente Ejemplo: V-1, L-1.	Escriba en que sentido desea hacer movimiento y la medida en mm.	Movimientos sobre el corredor oseo en sentido MD ó DM en mm.	Escriba la dirección del movimiento (int=intrusion; ext=extrusion) deseado y la magnitud en mm. Ejemplo: int-1, ext-1

Por favor marcar el torque (+) o (-)

0 items...

Diente	Torque	Rotaciones	Vestibulolinguales	Mesodistales	Intrusión/extrusión
12	+/-	dv	V-1	MD	INT-1

**DATOS ADICIONALES**

Comentarios:

Ingrese las medidas deseadas para las relaciones dentarias, así

**DATOS ADICIONALES**

**Relaciones dentarias:**

**Línea Media**

**Línea media superior:** A la derecha:  mm  
A la izquierda:  mm

**Línea Media Inferior** A la derecha:  mm  
A la izquierda:  mm

**Relación Canina**

Lograr Relacion Canina Derecha Clase I  
 Lograr Relacion Canina Izquierda Clase I

**Relación Molar**

Lograr Relacion Molar Derecha Clase I  
 Lograr Relacion Molar Izquierda Clase I

**Overjet** Aumentar  mm  
Disminuir  mm

**Overbite** Aumentar  mm  
Disminuir  mm

Comentarios:

Escriba sus comentarios y presione el botón *enviar*.

**DATOS ADICIONALES**

**Comentarios:**

**Notas importantes**

1. Los modelos deben estar realizados en yeso extraduro.
2. Los modelos no deben tener burbujas, fracturas o enmendaduras
3. Se debe confeccionar y guardar un duplicado en cada modelo de la etapa pre-setup.
4. Desea que el laboratorio realice un duplicado de sus modelos? SI  NO

Enviar

El laboratorio recibirá automáticamente su orden de trabajo enviada.

## CONSULTAR RESULTADOS DEL LABORATORIO

Para ver los resultados enviados por el laboratorio acerca de sus órdenes de trabajo, haga clic en la opción *Diagnóstico* del menú principal.

Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets **Menú** **Salir**

**Bienvenido!** APELLIDOS NOMBRES **Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

**DIAGNÓSTICOS DEL LABORATORIO**

Fecha de envío	Identificación	Nombres	Tiempo	Placas Mx superior	Placas Mx inferior	Valor	Comentarios	Opciones		
2011-02-20 20:03:42	12345	NOMBRE PACIENTE	5	5	5	585000	Observaciones Observaciones Observaciones Observaciones	<a href="#">Ver</a>	<a href="#">Mediciones</a>	<a href="#">Fotografías</a>

Copyright © 2010 Orthoevolution Dental. All Rights Reserved.

A continuación se muestra un listado con las órdenes evaluadas por el laboratorio con la valoración correspondiente y los comentarios del especialista. Con la opción ver podrá recuperar la orden enviada originalmente. Con mediciones podrá observar las mediciones y por último las fotografías. Para ver las fotografías, utilice los controles de reproducción que se encuentran en la barra superior de las mismas, y para ver la descripción de cada una haga clic en el No correspondiente en el panel derecho:

Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets **Clear Aligner**  
ORTODONCIA SIN BRACKETS

DOCTOR: APELLIDOS NOMBRES PACIENTE: NOMBRE PACIENTE

**Registro Fotografico** 1 of 7



Haga clic sobre el No de la imagen para ver la descripción.

**1 2 3 4 5 6**

**DESCRIPCIÓN**

Título 1  
descripción

## INFORMES Y CONSULTAS

En la opción Consultar podrá acceder a los siguientes reportes:

- Órdenes enviadas: todas las órdenes enviadas por el doctor.
- Órdenes enviadas por paciente: órdenes enviadas para un paciente determinado.
- Pacientes registrados: reporte con todos los pacientes registrados en el sistema

The screenshot displays the user interface of the Clear Aligner system. At the top, there is a red navigation bar with the text 'Clear Aligner Ortodoncia sin Brackets' on the left and 'Menú' and 'Salir' buttons on the right. Below the navigation bar, the main content area is white. It starts with a red greeting: 'Bienvenido! APELLIDOS NOMBRES'. Underneath, the section 'INFORMES' is highlighted, containing a list of three items: '1. Ordenes enviadas', '2. Pacientes registrados', and '3. Ordenes por paciente'. The third item is currently selected. Below this list is a search bar labeled 'Identificación del paciente:' with an input field and a 'Buscar' button. In the bottom right corner of the page, the 'Clear Aligner' logo is displayed in red, with 'ORTODONCIA SIN BRACKETS' written in smaller black text below it.